

Поликлональное Антитело Anti-Крна5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15131

Артикул: CM0029347



введение

KPNA5 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное на кролике против человеческого белка KPNA5 (импортин, субъединица альфа-6). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеческому, мышиному и крысиному белкам. Идеально для исследований ядерного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KPNA5 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	SRP6; IPOA6; KPNA5
Вид	Человек
ID гена	3841
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого белка KPNA5 (NP_002260.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15131
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом