

Моноклональное Антитело Anti-Kpna6 Для Wb, If/Icc, Elisa - O60684

Артикул: CM0006991



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому KPNA6 (импортину альфа-7). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA; перекрестная реакция с человеческим и мышинным образцами. Обнаруживает полосу ~60 кДа. Подходит для изучения импорта ядерных белков и транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KPNA6 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	IPOA7; KPNA6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23633
GeneID	23633
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60684
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	Сумка со льдом