

Моноклональное Антитело Anti-Kpna6 Для Вестерн-Блоттинга - O60684

Артикул: CM0006846



введение

KPNA6 Rabbit PolymAb® — это моноклональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Реагирует с белком KPNA6 человека, мыши, крысы (импортин альфа-7) — адаптерным белком ядерного импорта. Идеально подходит для исследований в области in vitro диагностики (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KPNA6 Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	IPOA7; KPNA6
Вид	Человек
Gene ID (Human)	23633
Gene ID	23633
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 69-169 белка KPNA6 человека (NP_036448.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60684
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом