

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Kpna6 Для Wb, Ihc-P, Elisa — O60684

Артикул: CM0006987



введение

Моноклональное антитело кролика к KPNA6, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на импортин альфа-7 — ключевой адаптер ядерного транспорта, обеспечивающий надёжное изучение цитоплазматически-ядерного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KPNA6 Rabbit mAb
Примечания/синоним	IPOA7; KPNA6
Вид	Человек
GeneID (человек)	23633
GeneID	23633
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 69–169 человеческого KPNA6 (NP_036448.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O60684
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом