

Кроличья Поликлональная Антитело К Крпа6 Для Вб, Ифа - 060684

Артикул: CM0025467



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческой субединице импорта альфа-7 (KPNA6). Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с образцами человека и мыши, идеально подходит для исследований ядерного импорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KPNA6 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	IPOA7; KPNA6
Вид	Человек
ID гена (человек)	23633
ID гена	23633
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 277-536 человеческого белка KPNA6 (NP_036448.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60684
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Холодовой пакет