

Моноклональное Кроличье Антитело Против Kpnб1 Для Вб, Игг-П, Ифа - Q14974

Артикул: CM0007710



введение

Это кроличье моноклональное антитело к KPNB1 (Q14974) валидировано для вестерн-блота, иммуногистохимии и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения ядерного импорта, опосредованного импортином бета-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к KPNB1
Примечания/Альтернативные названия	IMB1; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3837
ID гена	3837
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в области 300-400 человеческого KPNB1 (NP_002256.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14974
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Холодовой пакет