

Анти-Kras+Hras+Nras Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P01111/P01112/P01116

Артикул: CM0007717



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против KRAS, HRAS и NRAS. Подходит для WB, IF/ICC, IP, ELISA в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути RAS-MAPK и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KRAS+HRAS+NRAS кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Ras (P01111).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01111/P01112/P01116
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом