

Поликлональные Антитела Против Anti-Krbox4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q5Juw0

Артикул: CM0017238

введение

KRBOX4 Rabbit pAb обнаруживает белок 4, содержащий домен KRAB (ZNF673, KRABD4), человека, мыши и крысы методом Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидирован с использованием пептидного иммуногена, прогнозируемая молекулярная масса 20 кДа, идеально подходит для исследований хроматина и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KRBOX4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ZNF673; KRBOX4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55634
GeneID	55634
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100 до С-конца человеческого KRBOX4 (NP_060246.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5JUW0
Молекулярный вес белка	20 кДа
Доставка	В ледяном пакете