


## Поликлональные Антитела Против Kremen1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q96Mu8

Артикул: CM0015123



### введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого KREMEN1, валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают KREMEN1 в образцах человека, мыши и крысы. Подходят для изучения сигнального пути Wnt/ $\beta$ -катенин, процессов развития и апоптоза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | KREMEN1 кролик pAb                                                                                                                                            |
| Примечания/Псевдоним      | KRM1; ECTD13; KREMEN; KREMEN1                                                                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                       |
| ID гена (Человек)         | 83999                                                                                                                                                         |
| ID гена                   | 83999                                                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-380 человеческого KREMEN1 (NP_001034659.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                       |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                          |
| SWISS                     | Q96MU8                                                                                                                                                        |
| Молекулярный вес белка    | 52кДа                                                                                                                                                         |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                                |