


Антитело Кролика Против Krt10 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P13645

Артикул: CM0024753



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого кератина 10 (KRT10/СК10). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Для изучения промежуточных филаментов, дифференцировки эпидермиса и биологии кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KRT10 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	BIE; ENK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10; KRT10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3858
ID гена	3858
Иммуноген	Синтетический пептид человеческого KRT10 (a.o. 350-460, NP_000412.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13645
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка со льдом