

Поликлональное Антитело Anti-Krt3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P12035

Артикул: CM0013853

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок KRT3, кератин типа II, специфичный для эпителия роговицы, который образует пары с KRT12. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Идеально для изучения сети промежуточных филаментов и дистрофий роговицы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело Anti-KRT3
Примечания/Альтернативные названия	K3; CK3; MECD2; KRT3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3850
GeneID	3850
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 230-390 человеческого KRT3 (NP_476429.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12035
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом