

Кроличья Поликлональная Антитело Против Krt80 Для If/Icc, If-P, Elisa - Q6Kb66

Артикул: CM0027833

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого кератина 80 (KRT80). Валидировано для IF/ICC, IF-P и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными белками. Изучайте динамику промежуточных филаментов кератина и тканеспецифичную экспрессию.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KRT80 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	KB20; KRT80
Вид	Человек
GeneID (Человек)	144501
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 242-452 человеческого KRT80 (NP_872313.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6KB66
Молекулярная масса белка	51кДа
Доставка	С ледяным пакетом