

Кроличья Поликлональная Антитела Против Krt81 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14533

Артикул: CM0030747

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого KRT81 (Кератин-81) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеальны для изучения промежуточных филаментов волосяного кератина; перекрестно реагируют с человеческим и мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАт против KRT81
Примечания/Альтернативные названия	HB1; K81; Hb-1; KRTHB1; MLN137; ghHkb1; hNAKB2-1; KRT81
Вид	Человек
ID гена	3887
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-450 человеческого KRT81 (NP_002272.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14533
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом