

Поликлональное Антитело К Ksr1 Кролика Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q8Ivt5

Артикул: CM0015755



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого KSR1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Распознает KSR1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнализации MAPK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KSR1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	KSR; RSU2; KSR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8844
GeneID	8844
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 320–420 человеческого KSR1 (NP_055053.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IVT5
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом