

Поликлональное Антитело Против Ktn1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q86Up2

Артикул: CM0013209

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого KTN1 (кинектин), валидировано для WB и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследования моторики везикул под действием кинезина, адгезии интегринов и биологии мембраны эндоплазматической сети.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KTN1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	CG1; KNT; MU-RMS-40.19; KTN1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3895
GeneID	3895
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого KTN1 (NP_001072989.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86UP2
Молекулярная масса белка	156 кДа
Доставка	Холодильный пакет