

Поликлональные Антитела Anti-Ktn1 Для Вб, Игг-П, Ифа - Q86Up2

Артикул: CM0027026

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого KTN1 (кинектин, рецептор кинезина), валидированные для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Обнаруживают белок ЭПР массой ~156 кДа, участвующий в подвижности везикул и клеточной адгезии. Перекрестно реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KTN1 кроличьи пАнт
Примечания/Альтернативные названия	CG1; KNT; MU-RMS-40.19; KTN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3895
ID гена	3895
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого KTN1 (NP_001072989.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86UP2
Молекулярная масса белка	156 кДа
Доставка	Холодильный пакет