

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ku70 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), IHC-P, IF/ICC, Ифа - P12956

Артикул: CM0002079



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Ku70 (XRCC6) для Вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Ключевой инструмент для исследований репарации двунитевых разрывов ДНК и пути NHEJ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ku70 кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	ML8, KU70, TLAA, CTC75, CTCBF, G22P1, Ku70
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2547
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-609 человеческого Ku70 (P12956)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12956
Молекулярный вес белка	70 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент