

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ku70 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-Парафиновых Срезов (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Ицх (If/Icc), Иммунопреципитации (Ip), Elisa - P12956

Артикул: CM0026912



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок Ku70 (XRCC6), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Перекрестно реагируют с белками мыши и крысы. Идеально подходят для исследований репарации повреждений ДНК и пути негомولوجичного соединения концов (NHEJ).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональные антитела против Ku70
Примечания/Альтернативные названия	ML8; KU70; TLAA; CTC75; CTCBF; G22P1; Ku70
Вид	Человек
ID гена	2547 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 501-600 человеческого белка Ku70 (NP_001460.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12956
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом