


## Моноклональное Антитело Против Ku80 Для Ифа, If/Icc, Ihc-P, Ip, Вестерн-Блота — P13010

Артикул: CM0005433



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого Ku80 (XRCC5). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Подходит для исследований негомολогичного соединения концов, репарации ДНК и поддержания теломер.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано КД] Кроличье мкАнтитело к Ku80                                                                       |
| Примечания/синонимы       | KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1                                                                              |
| Вид реагирования          | Человек                                                                                                            |
| ИД гена (человек)         | 7520                                                                                                               |
| ИД гена                   | 7520                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 543–732 человеческого Ku80 (NP_066964.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                             |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                            |
| Применение                | WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ИФА                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                            |
| SWISS                     | P13010                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 83 кДа                                                                                                             |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                  |