

Поликлональные Антитела Против Ku80 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P27641

Артикул: CM0022098

введение

Кроличьи поликлональные антитела к мышиному Ku80, валидированные для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческим и мышиным белками. Полезны для исследований репарации ДНК и теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ku80 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Ku80; Ku86; CTC85; CTCBF
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	7520
GeneID	22596
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 543-732 мышинного Ku80 (NP_033559.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P27641
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент