


Поликлональные Антитела Против Ku80 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф/Мцк (If/Icc), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - P13010

Артикул: CM0028570



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Ku80 (XRCC5). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Обнаруживают полосу 83 кДа. Подходят для исследований репарации ДНК, NHEJ и теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ku80 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7520
ID гена	7520
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 543-732 человеческого Ku80 (NP_066964.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13010
Молекулярный вес белка	83 кДа
Доставка	В ледяном пакете