


Кроличье Моноклональное Антитело Против Ku80 Для Вестерн1 Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ип, Ифа - P13010

Артикул: CM0002787



введение

Кроличье моноклональное антитело Ku80, валидированное для Вестерн блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА на образцах человека. Нацелено на белок репарации ДНК Ku80 / XRCC5 для исследований NHEJ и V(D)J рекомбинации. Исходный материал для ИВД от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело Ku80
Примечания/Альтернативные названия	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
Вид	Человек
GeneID	7520
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 633-732 белка Ku80 человека (P13010)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13010
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом