

Поликлональные Кроличьи Антитела К Kyat3 (Kat3/Ccbl2) Для Ihc-P, If/Icc, Ифа — Q6Yp21

Артикул: CM0028290

введение

Поликлональные кроличьи антитела (pAb) к KYAT3, валидированные для ИHC-P, IF/ICC, ИФА. Реагируют с человеческим и мышиным белком. Направлены на кинуренин-аминотрансферазу III, участвующую в метаболизме триптофана. Идеально подходят для нейробиологических и метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличьи pAb к KYAT3
Примечания/Альтернативные названия	KAT3; CCBLL2; KATIII
Вид	Человек
ID гена	56267
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 295-394 человеческого KYAT3 (NP_001008661.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6YP21
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодильный пакет