

Моноклональное Антитело Против Кynu Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q16719

Артикул: CM0004198



введение

Это кроличье моноклональное антитело направлено против человеческой кинурениназы (KYNУ), ключевого фермента катаболизма триптофана. Оно подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA), в качестве иммуногена использован рекомбинантный белок. Перекрестная реактивность: человек. Обнаруживает полосы при 34 кДа и 52 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KYNU Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	KYNU; KYNUU; кинурениназа
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8942
GeneID	8942
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-465 человеческого KYNU (NP_003928.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16719
Молекулярный вес белка	34kDa/52kDa
Доставка	В ледяном пакете