

Анти-Кynu Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q16719

Артикул: CM0027914



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого KYNU (кининурениназы). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения метаболизма триптофана и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KYNU кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	KYNUU; VCRL2; KYNU
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8942
GeneID	8942
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-307 человеческого KYNU (NP_001028170.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16719
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом