

Анти-L-Мус Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P12524

Артикул: CM0020020

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого L-Мус (MYCL), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для изучения функции факторов транскрипции в ядерных процессах и онкогенных сигнальных путях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	L-Мус кролик rAb
Примечания/Псевдоним	LMYC; L-Мус; MYCL1; bHLHe38; MYCL
Вид	Человек
GeneID (человек)	4610
GeneID	4610
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого MYCL (NP_001028253.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12524
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом