


Моноклональное Антитело Anti-L-Plastin/Lcp1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P13796

Артикул: CM0011135



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого L-Plastin/LCP1 (Plastin-2), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Подходит для исследований активации T-клеток, актинового цитоскелета и функций иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к L-Plastin/LCP1
Примечания/синонимы	LPL; CP64; PLS2; LC64P; HEL-S-37; L-PLASTIN
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3936
Идентификатор гена	3936
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 528–627 человеческого L-Plastin/LCP1 (P13796).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P13796
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом