


Поликлональные Антитела Против Anti-L-Plastin/Lcp1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - P13796

Артикул: CM0030189



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого L-Plastin/LCP1 (Plastin-2, LCP-1). Валидированы для WB, IP, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходят для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	L-Plastin/LCP1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	LPL; CP64; PLS2; LC64P; HEL-S-37; L-PLASTIN; L-Plastin/LCP1
Вид	Человек
GeneID	3936
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого L-Plastin/LCP1 (NP_002289.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P13796
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом