

Антитело Кролика Против L1R (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8V4Z7

Артикул: CM0027628

введение

Поликлональное антитело кролика против белка L1R вируса оспы обезьян (штамм Zaire-96-I-16). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реактивность с иммунизирующим штаммом. Подходит для исследований вируса оспы обезьян и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	L1R кролик pAb
Вид	Virus Monkeypox Zaire-96-I-16
Идентификатор гена (GeneID)	928938
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-152 белка L1R вируса оспы обезьян Zaire-96-I-16 (NP_536512.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Virus Monkeypox Zaire-96-I-16
SWISS	Q8V4Z7
Молекулярный вес белка	18 кДа
Доставка	Сумка со льдом