

Поликлональные Антитела Anti-L2Hgdh Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9H9P8

Артикул: CM0027231

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого L2HGDH (L-2-гидроксиглутаратдегидрогеназы), валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческим и мышиним белками. Идеально подходят для исследований митохондриального метаболизма и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	L2HGDH Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	L2HGA; C14orf160; L2HGDH
Вид	Человек
ID гена	79944
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого L2HGDH (NP_079160.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H9P8
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом