


Кроличыи Поликлональные Антитела К L3Mbt11 Для Иф/Ицц, Ифа - Q9Y468

Артикул: CM0029729



введение

Данные кроличьи поликлональные антитела к L3MBTL1 валидированы для методов ИФ/ИЦЦ и ИФА. Они нацелены на белок L3MBTL1 человека — регулятор хроматина группы Polycomb, который подавляет транскрипцию посредством распознавания метилирования гистонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к L3MBTL1
Примечания/Синонимы	L3MBTL; ZC2HC3; H-L(3)MBT; dj138B7.3; L3MBTL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26013
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 533-772 L3MBTL1 человека (NP_056293.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y468
Молекулярная масса	92 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом