

Поликлональное Антитело Против L3MbtI2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q969R5

Артикул: CM0015614



введение

Кроличье поликлональное антитело к L3MBTL2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на человеческий белок L3MBTL2, регулятор хроматина группы Polycomb с молекулярной массой 79 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	L3MBTL2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	L3MBT; H-I(3)mbt-I; L3MBTL2
Вид	Человек
GeneID	83746
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 486-705 человеческого белка L3MBTL2 (NP_113676.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q969R5
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом