


Кроличья Поликлональная Анти-L3Mbtl3 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - Q96Jm7

Артикул: CM0030927



введение

Кроличье поликлональное антитело против L3MBTL3 (MBT-1), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ и ИФА. Определяет L3MBTL3 человека и мыши. Идеально для исследований сигнального пути Notch, регуляции хроматина и убиквитинлигаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	L3MBTL3 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	MBT1; MBT-1; L3MBTL3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84456
ID гена	84456
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-255 белка L3MBTL3 человека (NP_115814.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96JM7
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	В пакете со льдом