


Поликлональные Антитела К Lactb Для Wb И Elisa - P83111

Артикул: CM0030165



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку LACTB человека — митохондриальной протеазе и супрессору опухолей. Рекомендованы для методов WB и ELISA; перекрестно реагируют с образцами человека и мыши. Идеально подходят для исследований в области митохондриальной биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LACTB Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	G24; MRPL56; LACTB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	114294
GeneID	114294
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-290 LACTB человека (NP_116246.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P83111
Молекулярная масса белка	61 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом