


Поликлональное Антитело Кролика Против Lactb Для Wb, Elisa — P83111

Артикул: CM0023935



введение

Поликлональное антитело кролика против LACTB (P83111), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирует с антителами человека, мыши и крысы. Направлено против митохондриальной сериновой протеазы и супрессора опухолей LACTB; идеально подходит для исследований в области онкологии и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LACTB кролик pAb
Примечания/Синонимы	LACTB; G24; MRPL56; лактамаза бета
Вид	Человек
ID гена (человек)	114294
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 116-255 белка LACTB человека (NP_116246.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P83111
Молекулярная масса белка	41кДа/60кДа
Доставка	Холодовой пакет