


Кроличья Поликлональная Антитела Против Лактилированного Гистона H4 (K5) (P62805) Для Вестерн-Блоттинга, Дот-Блоттинга, Ифа

Артикул: CM0000074



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на лактилированный гистон H4 по лизину 5 (K5-лактирование). Подходят для применения в Вестерн-блоттинге, дот-блоттинге и ИФА с образцами человека, мыши и крысы; прогнозируется широкая перекрестная реактивность. UniProt P62805.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Молочная кислота -Гистон H4-K5 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; F0108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Молочная кислота -Гистон H4-K5
Вид	Человек
GeneID (человек)	8370
GeneID	8359
Иммуноген	Синтетический лактилированный пептид вокруг K5 гистона H4 человека (NP_003539.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к другим модификациям
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), дот-блоттинг (DB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом