

Антитело Кролика Поликлональное Против Anti-Ladinin-1 (Lad1) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 000515

Артикул: CM0021690

введение

Валидированное поликлональное антитело кролика против LAD1 для вестерн-блоттинга и ИФА, с реактивностью к образцам человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований базальной мембраны и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LAD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LadA; LAD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3898
GeneID	3898
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-200 человеческого LAD1 (NP_005549.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00515
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом