


Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Lag3 Для Вб И Ифа - P18627

Артикул: CM0025217



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий LAG3 (CD223), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком; подходит для исследований иммунных контрольных точек и исследования иммунотерапии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LAG3 Rabbit pAb
Примечания/Алиас	CD223; LAG3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3902
GeneID	3902
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот от 29 до 170 человеческого LAG3 (NP_002277.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18627
Молекулярная масса белка	57кДа
Доставка	Холодильный пакет