

Антитела Кролика Против Lair1 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Gtx8

Артикул: CM0017448



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого LAIR1 (CD305), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Нацелены на ингибирующий иммунный рецептор на NK, В и Т клетках. Подходят для применения в иммунологических исследованиях и исследованиях рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LAIR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD305; LAIR-1; LAIR1
Вид	Человек
ID гена	3903
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-163 человеческого LAIR1 (NP_002278.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6GTX8
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом