

Кроличья Поликлональная Антитело Против Lair2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Elisa - Q6Iss4

Артикул: CM0014654

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого LAIR2 (CD306), подходящее для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований лейкоцитов и иммунных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LAIR2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CD306; LAIR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3904
GeneID	3904
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-120 человеческого LAIR2 (NP_002279.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6ISS4
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом