


Поликлональное Антитело Против LALBA Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P00709

Артикул: CM0027115



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий LALBA (альфа-лактальбумин). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Полезно для исследований лактозосинтазы и биологии молочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LALBA Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LYZG; HAMLET; LALBA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3906
GeneID	3906
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-142 человеческого LALBA (NP_002280.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P00709
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом