

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Lama4 Для Wb, Elisa — Q16363

Артикул: CM0014269

введение

Поликлональное кроличье антитело LAMA4 специфически выявляет субъединицу альфа-4 ламинина человека (203 кДа) в приложениях WB и ELISA. Подходит для изучения опосредованной ламинином клеточной адгезии, эмбрионального развития и биологии базальной мембраны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к LAMA4
Примечания/синонимы	LAMA3; CMD1JJ; LAMA4*-1; LAMA4
Вид	Человек
GeneID (человек)	3910
GeneID	3910
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q16363
Молекулярная масса белка	203 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом