

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Lamb3 Для Wb, Elisa — Q13751

Артикул: CM0013247

введение

Кроличье поликлональное антитело (pAb) к LAMB3, валидированное для WB и ELISA, с реактивностью к антигенам человека и крысы. В качестве мишени выступает субъединица бета-3 ламинина — гликопротеин базальной мембраны, участвующий в клеточной адгезии. Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к LAMB3
Примечания/синонимы	A11A; LAM5; JEB1A; JEB1B; LAMNB1; BM600-125KDA; LAMB3
Вид	Человек
Идентификатор гена	3914
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 762–1004 человеческого LAMB3 (NP_000219.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q13751
Молекулярная масса белка	130 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом