

Моноклональное Антитело Против Лямбда-Легкой Цепи Для Wb, Ihc-P, Elisa - P01701

Артикул: CM0003015

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого IGLV1-51 (вариабельная область лямбда-легкой цепи). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходит для исследований иммуноглобулинов и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к Лямбда-легкой цепи
Примечания/Псевдоним	V1-19; IGLV151; Лямбда-легкая цепь
Вид	Человек
ID гена (Человек)	28820
ID гена	28820
Иммуноген	Рекомбинантный белок (а.о. 1-117 человеческой лямбда-легкой цепи, SWISS: P01701)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01701
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом