


Кроличья Моноклональная Антитела Против Lamc1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P11047

Артикул: CM0006376



введение

Кроличья моноклональная антитела против LAMC1, валидированная для WB, IHC-P, ELISA, с реактивностью у человека, мыши и крысы. Субъединица ламинина гамма-1 участвует в адгезии клеток и формировании базальной мембраны. Идеально подходит для исследований в области биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LAMC1 кроличья мкАт
Примечания/псевдонимы	LAMB2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3915
ID гена	3915
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1030-1275 человеческого LAMC1 (NP_002284.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11047
Молекулярная масса белка	178 кДа
Доставка	Ледяной пакет