

Моноклональное Антитело Против Lamc2 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q13753

Артикул: CM0011330

введение

Кроличье моноклональное антитело к LAMC2 специфически выявляет человеческую субъединицу гамма-2 ламинина в анализах WB, IF/ICC и ELISA. Рекомбинантное моноклональное антитело, дает полосу 131 кДа. Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LAMC2 Rabbit mAb
Примечания/псевдонимы	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3918
ID гена	3918
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 746-860 человеческого LAMC2 (NP_005553.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13753
Молекулярная масса белка	131 кДа
Доставка	С ледяным пакетом