

Поликлональные Антитела К Lamc2 Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q13753

Артикул: CM0020752

введение

Кроличы поликлональные антитела к LAMC2 для вестерн-блоттинга, IF/ICC, IF-P и ELISA; реагируют с образцами человека, мыши, крысы; мишенью является гамма-2 субъединица ламинина, компонент базальной мембраны, участвующий в адгезии и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к LAMC2
Примечания/Псевдонимы	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2; LAMC2
Вид	Человек
GeneID	3918
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 746-860 человеческого LAMC2 (NP_005553.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13753
Молекулярная масса белка	131 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом