

Моноклональное Антитело К Lamin A/C Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ип, Ифа - P02545

Артикул: CM0002316



введение

[Валидировано КО] Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на Lamin A/C. Валидировано для вестерн-блоттинга, ИГХ, ИФ/ИЦК, ИП и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований ядерной ламины, ламинопатий и клеточного старения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] Lamin A/C Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; /C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4000
GeneID	4000
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 403-572 белка Lamin A/C человека (NP_733821.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02545
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом