

Поликлональное Антитело Против Lamin A/C Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P02545

Артикул: CM0017205



введение

Кроличье поликлональное антитело против Lamin A/C человека (74 кДа, P02545). Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Определяет lamin A/C в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ядерной ламины и ламинопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело Lamin A/C
Примечания/синонимы	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Lamin A/C
Вид	Человек
GeneID (человек)	4000
GeneID	4000
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-500 Lamin A/C человека (NP_733821.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02545
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом