

Поликлональное Антитело Против Ламина А/С Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P02545

Артикул: CM0016934



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ламин А/С, подходит для вестерн-блоттинга, иммуноцитохимии, иммуногистохимии, иммунопреципитации хроматина и ELISA. Распознает виды: человек, мышь, крыса. Идеально для исследований структуры ядерной ламины, динамики хромосом и механизмов ламинопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ламин А/С Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Ламин А/С
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4000
ID гена	4000
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 403-572 человеческого ламина А/С (NP_733821.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02545
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом